



Contador de Células somáticas DCC

No podíamos ser mas directos!



Para información directa y sencilla

Sabemos que el ganadero de hoy necesita las máximas producciones con alta calidad de leche y francamente – creemos que se lo merece!

DeLaval orgullosamente presenta un nuevo producto para el manejo de su hato – El contador de células somáticas DeLaval.

Cuente la calidad de la producción de leche



Tenemos la herramienta para usted!

El contador de células somáticas de DeLaval DCC le ayuda a monitorear el conteo de las células somáticas (SCC) y de una forma efectiva el manejo de la producción de leche. El análisis de la muestra del tanque de leche, le informa de forma efectiva la situación general de la salud de ubre de su hato.

Salud de Ubre controlada

Utilizando el contador de células somáticas DCC significa chequeos mas sencillos de los disturbios que puedan suceder en la glándula mamaria con el análisis de la leche de cada cuarto. El análisis por cuarto le dá mas fuerza aun al control de la leche de calidad de su establo – revisando la salud de los cuartos y el éxito de los tratamientos contra mastitis.

Medición rápida y precisa

La mayoría de las herramientas para detectar mastitis proveen resultados de poca credibilidad o consumen demasiado tiempo para hacerlas como mandar las muestras al laboratorio por ejemplo. Pero el manejo del hato de forma eficiente requiere información certera y específica, rápido.

El contador de células somáticas DCC le permite de forma precisa medir las células somáticas en cualquier muestra de leche tomada del tanque, de la vaca o de cada uno de sus cuartos. El DCC le enseña en estatus de salud de cada vaca contando el número de células somáticas desde 10,000 a 4,000,000 células por mililitro de leche.

Esta revolucionaria herramienta controla la salud de su hato – directamente en su establo – en menos de un minuto!

Reduzca el contéo de células y reduzca sus costos



Simplemente utilice la ayuda para descansar en paz

Sabe usted cuantas células somáticas tiene su tanque de leche? En cual vaca se incrementaron las células somáticas y en que cuartos? Usted puede tener literalmente esta respuesta en un minuto.

El contado de células somáticas DCC puede rápidamente reducir sus preocupaciones sabiendo cuales vacas incrementaron su contéo de células somáticas – dandole una salud de hato positiva, para una mejor rentabiliad.

No hay químicos que mezclar y es fácil comenzar. Todo lo que necesita es el DCC, el cassette descartable y su muestra de leche elegida. El conteo de células somáticas se muestra numéricamente en la pantalla del DCC – ofreciendole una libre interpretación y una fácil lectura.

El DCC no tiene partes de recambio y mas aún requiere un mínimo servicio. Es portable, y pesa solo 3 kilogramos.

El DCC le hace posible el manejo económico de su hato además de obtener mejor paga por su leche, incrementando la producción de leche e incrementando la salud de su hato.

El DCC es una tecnología de punta en el mundo, una herramienta que le ayudará a reducir los contéos de células y los incidentes de mastitis.